


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkd2 (Polycystine-2) Pour Wb, Elisa - Q13563

Numéro d'article: CM0026971



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PKD2 (Polycystine-2) humaine, adapté pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur les maladies rénales et la signalisation des canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5311
ID du gène	5311
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 731-830 de la PKD2 humaine (NP_000288.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13563
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace