


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkm1/2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Numéro d'article: CM0018609



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PKM1/2 (SWISS P14618), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la glycolyse et le métabolisme des cancers.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKM1/2 pAb de lapin
Remarques/Alias	PK3 ; TCB ; p58 ; OIP3 ; PKM2 ; CTHBP ; THBP1 ; HEL-S-30 ; PKM1/2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5315
ID du gène	5315
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P14618
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac de glace