


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pkm1/2 Polymab® Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14618

Numéro d'article: CM0008594



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PKM1/2 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études de la glycolyse et du métabolisme tumoral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKM1/2 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	PK3 ; TCB ; p58 ; OIP3 ; PKM2 ; CTHBP ; THBP1 ; HEL-S-30
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5315
GeneID	5315
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 321 et 420 de la PKM1/2 humaine (NP_001193728.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P14618
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace