


Anticorps Monoclonal Anti-Pkm2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14618

Numéro d'article: CM0002995



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique à la PKM2 humaine. Validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'enzyme clé de la glycolyse et biomarqueur tumoral pyruvate kinase M2. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin spécifique à PKM2
Remarques/Alias	PK3 ; TCB ; p58 ; OIP3 ; PKM2 ; CTHBP ; THBP1 ; HEL-S-30 ; Spécifique à PKM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5315
GeneID	5315
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 380-480 de la PKM2 humaine (NP_002645.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14618
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace