


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkm2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Numéro d'article: CM0015422



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PKM2, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec PKM2 humain, murin et de rat. Adapté à la recherche sur la glycolyse et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKM2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PK3, TCB, p58, OIP3, PKM2, CTHBP, THBP1, HEL-S-30
Espèce	Humain
GenelD	5315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-221 de PKM2 (NP_001193728.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14618
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace