


Anticorps Polyclonal De Lapin Spécifique Anti-Pkm2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Numéro d'article: CM0021648



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PKM2 humain (58kDa), validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée souris, rat. Convient à l'étude des rôles duaux du PKM2 dans la glycolyse et la régulation de la transcription dans le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAc de lapin spécifique PKM2
Remarques/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM2-specific
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5315
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 380-480 du PKM2 spécifique humain (NP_002645.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14618
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace