


Anticorps Polyclonal Anti-Pkmyt1 Pour Wb Et Elisa - Q99640

Numéro d'article: CM0020550



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PKMYT1 validé pour le western blot et l'ELISA, réagissant de manière croisée avec la kinase PKMYT1 humaine, murine et rat. Un outil essentiel pour la recherche sur la régulation du cycle cellulaire et de la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PKMYT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MYT1; PPP1R126; PKMYT1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	9088
GeneID	9088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75 à 362 de la PKMYT1 humaine (NP_004194.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99640
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac isotherme