


Anticorps Polyclonal Anti-Pkn1 Pour Wb, Elisa - Q16512

Numéro d'article: CM0013156



Introduction

Anticorps polyclonal PKN1 de lapin validé pour WB et ELISA. Réagit avec PKN1 humain et de souris, une sérine/thréonine kinase impliquée dans la régulation du cytosquelette, la migration cellulaire et la transcription. Idéal pour la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DBK; PKN; PAK1; PRK1; PAK-1; PRKCL1; PKN-ALPHA; PKN1
Espèce	Humain
ID de gène	5585 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de PKN1 humain (NP_002732.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16512
Poids de la protéine	104kDa
Expédition	Sac de glace