


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pknox1 Pour Wb, Elisa - P55347

Numéro d'article: CM0024226



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PKNOX1 validé pour Western Blot (WB) et ELISA, adapté à la détection de PKNOX1 (PREP-1) dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKNOX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PREP1; pknox1c; PKNOX1
Espèce	Humain
GeneID	5316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 322-436 de la PKNOX1 humaine (NP_004562.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P55347
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace