


## Anticorps Polyclonal Anti-Pkp2 Pour Wb - Q99959

Numéro d'article: CM0027839



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PKP2 (Plakophiline-2). Validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Immunogène aa 578-837. Pour la recherche sur la biologie des desmosomes, l'électrophysiologie cardiaque et la restriction de l'hôte par la grippe A.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PKP2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Remarques/Alias      | ARVD9; PKP2                                                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                             |
| ID de gène (Humain)  | 5318                                                                                                                               |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 578-837 de la PKP2 humaine (NP_001005242.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                |
| SWISS                | Q99959                                                                                                                             |
| Poids de la protéine | 97 kDa                                                                                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                       |