

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkr/Eif2Ak2 Pour Wb, Elisa - P19525

Numéro d'article: CM0024808



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PKR/EIF2AK2 humaine, validé pour WB et ELISA. Reconnaît la kinase activée par l'ARN double brin induite par l'interféron, cruciale pour l'immunité innée antivirale, la réponse au stress et la transduction du signal. Convient pour la recherche sur les infections virales, le cancer et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKR/EIF2AK2 pAb de lapin
Remarques/Alias	PKR ; PRKR ; DYT33 ; LEUDEN ; EIF2AK1 ; PPP1R83 ; PKR/EIF2AK2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5610
Identifiant du gène	5610
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la PKR/EIF2AK2 humaine (NP_002750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19525
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace