


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2G1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04054

Numéro d'article: CM0026613



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PLA2G1B humaine (phospholipase A2) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain et la souris. La cible est impliquée dans le métabolisme des phospholipides, l'inflammation et la défense anti-helminthique. Idéal pour la recherche sur les enzymes digestives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2G1B Lapin pAb
Remarques/Alias	PLA2; PLA2A; PPLA2; PLA2G1B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5319
GenelD	5319
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-148 de la PLA2G1B humaine (NP_000919.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P04054
Poids Moléculaire Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace