


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pla2G2A Pour Wb, Elisa - P14555

Numéro d'article: CM0003397



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le PLA2G2A humain (sPLA2-IIA), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, la défense de l'hôte et la signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb PLA2G2A de lapin
Remarques/Alias	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Espèce	Humain
GeneID	5320
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 65-144 du PLA2G2A humain (P14555).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14555
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace