

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2G2D Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unk4

Numéro d'article: CM0030011

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PLA2G2D de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le PLA2G2D humain et de rat, une phospholipase A2 sécrétoire impliquée dans les réponses anti-inflammatoires. Idéal pour la recherche en immunologie et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2G2D Lapin pAb
Remarques/Alias	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	26279
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-145 du PLA2G2D humain (NP_036532.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UNK4
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace