

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2G3 Pour Wb Et Elisa - Q9Nz20

Numéro d'article: CM0020616

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PLA2G3 humaine (sPLA2-III), validé pour WB et ELISA. Réagit chez l'homme et la souris. La protéine PLA2G3 est une phospholipase A2 sécrétoire impliquée dans le métabolisme lipidique, l'inflammation et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2G3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPLA2III; sPLA2-III; GIII-SPLA2; PLA2G3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50487
GeneID	50487
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la PLA2G3 humaine (NP_056530.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NZ20
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace