


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2G4A Pour Wb Et Elisa - P47712

Numéro d'article: CM0017327



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la phospholipase A2 cytosolique humaine (PLA2G4A, cPLA2 α). Validé pour la WB et l'ELISA, il détecte les protéines humaines et murines. Cible impliquée dans la biosynthèse des eicosanoïdes et la réponse inflammatoire. - P47712

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2G4A Rabbit pAb
Remarques/Alias	GURDP ; cPLA2 ; PLA2G4 ; cPLA2-alpha ; PLA2G4A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5321
GeneID	5321
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-749 de la PLA2G4A humaine (NP_077734.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P47712
Poids moléculaire	85 kDa
Expédition	Sac de glace