

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2G4C Pour If/Icc, Elisa - Q9Up65

Numéro d'article: CM0024979

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la phospholipase A2 cytosolique gamma humaine (PLA2G4C). Convient pour l'IF/ICC et l'ELISA ; idéal pour l'étude du remodelage des phospholipides, de la biogenèse des gouttelettes lipidiques et des mécanismes d'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-PLA2G4C
Remarques/Alias	CPLA2-gamma; PLA2G4C
Espèce	Humain
GeneID	8605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-189 de PLA2G4C humaine (NP_003697.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UP65
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace