

Anticorps Polyclonal Anti-Pla2G4D/Cpla2Delta Pour If/Cci, Elisa - Q86Xp0

Numéro d'article: CM0015742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phospholipase A2 cytosolique delta (PLA2G4D/cPLA2delta) humaine pour IF/CCI et ELISA. Impliquée dans le métabolisme lipidique et l'inflammation, elle est exprimée dans les épithéliums stratifiés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2G4D pAb de lapin
Remarques / Alias	cPLA2delta ; PLA2G4D
Espèce cible	Humain
ID du gène (Humain)	283748
ID du gène	283748
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-680 de la PLA2G4D humaine (NP_828848.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86XP0
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac isotherme