

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2G6 Pour Wb Et Elisa - 060733

Numéro d'article: CM0026382

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à PLA2G6, validé pour le western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des phospholipides, la fonction mitochondriale et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | pAb de Lapin anti-PLA2G6                                                                                                       |
| Remarques/Alias             | GVI ; PLA2 ; INAD1 ; NBIA2 ; iPLA2 ; NBIA2A ; NBIA2B ; PARK14 ; PNPLA9 ; Cal-PLA2 ; IPLA2-VIA ; iPLA2bêta ; PLA2G6             |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                         |
| ID du Gène (Humain)         | 8398                                                                                                                           |
| ID du Gène                  | 8398                                                                                                                           |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 151-250 de PLA2G6 humain (NP_003551.2). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité Croisée          | Rat                                                                                                                            |
| SWISS                       | O60733                                                                                                                         |
| Poids Moléculaire Protéique | 90 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                   |