


Anticorps Polyclonal Anti-Pla2G7 Pour Wb, Elisa - Q13093

Numéro d'article: CM0013269



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PLA2G7 humaine (PAF-AH, LP-PLA2). Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez la souris. À utiliser pour l'étude de la dégradation du facteur d'activation plaquettaire et des voies du stress oxydatif inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2G7 Rabbit pAb
Remarques/alias	PAFAD ; PAFAH ; LP-PLA2 ; LDL-PLA2 ; PLA2G7
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7941
ID du gène	7941
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51 à 240 de la PLA2G7 humaine (NP_005075.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q13093
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace