


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2G7 Pour Wb, Elisa - Q13093

Numéro d'article: CM0029337



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PLA2G7 humain (LP-PLA2, PAF-AH). Validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de l'inflammation, du stress oxydatif et du métabolisme lipidique dans la recherche et le développement de DIS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2G7 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7941
ID de gène	7941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 172-441 du PLA2G7 humain (NP_005075.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13093
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace