

Anticorps Monoclonal Anti-Pla2R1 De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q13018

Numéro d'article: CM0007087



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PLA2R1 de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le récepteur de la phospholipase A2 et la recherche en diagnostic des maladies rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2R1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	22925
ID du gène	22925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 810-910 de la PLA2R1 humaine (NP_031392.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13018
Poids de la protéine	169 kDa
Expédition	Sac isothermique