


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2R1 Pour Wb, Elisa - Q13018

Numéro d'article: CM0016766



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PLA2R1, validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur de la phospholipase A2 sécrétoire et des voies de clairance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2R1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	22925
ID de gène	22925
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 870-1130 de PLA2R1 humain (NP_031392.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13018
Poids de la protéine	169kDa
Expédition	Sac de glace