

Anticorps Polyclonal Contre La Phosphatase Alcaline Placentaire (Plap) Pour Wb, Ip, Elisa - P05187

Numéro d'article: CM0019462



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin ciblant la phosphatase alcaline placentaire humaine (PLAP), adapté aux applications de Western blot, immunoprécipitation et ELISA en biologie placentaire et recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin contre la phosphatase alcaline placentaire (PLAP)
Remarques / Alias	ALP; IAP; ALPI; PALP; PLAP; PLAP-1; Phosphatase alcaline placentaire (PLAP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	250
GeneID	250
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-460 de la phosphatase alcaline placentaire humaine (PLAP) (NP_001623.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05187
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace