


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phosphatase Alcaline Placentaire (Plap) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05187

Numéro d'article: CM0008038



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la phosphatase alcaline placentaire humaine (PLAP). Adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche en biologie placentaire et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-phosphatase alcaline placentaire (PLAP)
Remarques/Alias	ALP, IAP, ALPI, PALP, PLAP, PLAP-1, Phosphatase alcaline placentaire (PLAP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	250
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la phosphatase alcaline placentaire humaine (PLAP) (P05187).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05187
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace