

Anticorps Monoclonal Anti-Lactogène Placentaire (Csh1) Pour Elisa Et If-P - P01243

Numéro d'article: CM0002395

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le lactogène placentaire humain (CSH1), adapté pour ELISA et IF-P. Conçu pour la recherche sur les hormones placentaires et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-lactogène placentaire (CSH1)
Remarques/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GH83; hCS-1; hCS-A; Lactogène placentaire (CSH1)
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	1442
ID de gène	1442
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du lactogène placentaire humain (CSH1) (CSH1) (P0DML2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01243
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace