


Anticorps Polyclonal Anti-Lactogène Placentaire (Csh1) Pour Ihc-P, Elisa - P0Dml2

Numéro d'article: CM0022401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-lactogène placentaire (CSH1) pour l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Cible l'hormone chorionique somatomammotropine 1 humaine, une hormone spécifique à la grossesse impliquée dans la lactation, la croissance fœtale et le métabolisme. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-lactogène placentaire (CSH1)
Remarques/Alias	PL ; CSA ; CS-1 ; CSMT ; GHB3 ; hCS-1 ; hCS-A ; Lactogène placentaire (CSH1)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1442
ID de gène	1442
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-217 du lactogène placentaire humain (CSH1) (NP_001308.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0DML2
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace