


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plaur Pour Wb, Elisa - Q03405

Numéro d'article: CM0013782



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PLAUR de haute qualité pour le Western blot (WB) et l'ELISA, présentant une réactivité avec des échantillons humains, de souris et de rat. Cible le récepteur de l'urokinase, essentiel à la migration cellulaire et au remodelage tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLAUR Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD87 ; UPAR ; URKR ; U-PAR ; PLAUR
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5329
ID du gène	5329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-305 de PLAUR humain (NP_002650.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q03405
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Avec poche de glace