

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plb1 Pour Wb, Elisa - Q6P1J6

Numéro d'article: CM0015820

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PLB1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine d'environ 163 kDa. Convient pour la recherche sur le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLB1 pAc Lapin
Remarques/Alias	PLB; PLB/LIP; PLB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	151056
ID de gène	151056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1110-1415 du PLB1 humain (NP_694566.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P1J6
Poids moléculaire	163kDa
Expédition	Sac de glace