


Anticorps Polyclonal Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q01970

Numéro d'article: CM0016093



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PLCB3 humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisée avec l'Homme, la Souris et le Rat. Cible une enzyme clé de la signalisation GPCR. Idéal pour la recherche en transduction de signal et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLC beta 3 (PLCB3) Rabbit pAb
Remarques / Alias	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5331
GenelD	5331
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01970
Poids de la protéine	139kDa
Expédition	Sac de glace