


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plc Bêta 3 (Plcb3) Pour Wb, Elisa - Q01970

Numéro d'article: CM0002084



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité contre la PLC bêta 3 (PLCB3) humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier la signalisation médiée par les GPCR, la génération de DAG/IP3 et la fonction des neutrophiles.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | PLC bêta 3 (PLCB3) Anticorps monoclonal de lapin (mAb) |
| Remarques/Alias                  | SMDCD ; PLC bêta 3 (PLCB3)                             |
| Espèce                           | Humain                                                 |
| GenelD (humain)                  | 5331                                                   |
| GenelD                           | 5331                                                   |
| Immunogène                       | Peptide synthétique                                    |
| Source                           | Lapin                                                  |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                  |
| Application                      | WB, ELISA                                              |
| Réactivité croisée               | Humain                                                 |
| SWISS                            | Q01970                                                 |
| Poids moléculaire de la protéine | 139 kDa                                                |
| Expédition                       | Sac de glace                                           |