


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Pour Wb, Elisa - P19174

Numéro d'article: CM0012266



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PLCG1 pour les applications WB et ELISA. Détecte la PLCγ1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à la recherche sur la transduction du signal et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLC gamma 1 (PLCG1) mAb de lapin
Remarques/Alias	PLC1 ; NCKAP3 ; PLC-II ; PLC148 ; PLCgamma1 ; PLC gamma 1 (PLCG1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5335
GeneID	5335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 710-832 de la PLC gamma 1 (PLCG1) humaine (P19174)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19174
Poids de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac de glace