


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Pour Wb Et Elisa - P19174

Numéro d'article: CM0017177



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PLC gamma 1 (PLCG1) de haute qualité validé pour le western blotting (WB) et l'ELISA. Reconnaît la PLCG1 humaine et murine (149 kDa), une enzyme clé de la signalisation des phosphoinositides impliquée dans les voies des récepteurs tyrosine kinases, la réorganisation de l'actine et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-PLC gamma 1 (PLCG1)
Remarques/Alias	PLC1 ; NCKAP3 ; PLC-II ; PLC148 ; PLCgamma1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5335
GenelD	5335
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19174
Poids de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac de glace