


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Pour Wb, Elisa - P19174

Numéro d'article: CM0025594



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PLCG1 humaine (phospholipase C gamma-1), validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude des cascades de signalisation intracellulaire et de la réorganisation du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	PLC gamma 1 (PLCG1) Rabbit pAb
Remarques/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5335
GeneID	5335
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700 et 800 de la PLC gamma 1 (PLCG1) humaine (NP_002651.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19174
Poids de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac de glace