


Anticorps Polyclonal Anti-Plc Gamma 2 (Plcg2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Numéro d'article: CM0018744



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PLC gamma 2 humaine (PLCG2), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Essentiel pour la signalisation transmembranaire et la génération de seconds messagers.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLC gamma 2 (PLCG2), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	FCAS3 ; APLAID ; PLC-IV ; PLC-gamma-2 ; PLC gamma 2 (PLCG2)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5336
GeneID	5336
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la PLC gamma 2 humaine (PLCG2) (NP_002652.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P16885
Poids de la protéine	148 kDa
Expédition	Poche réfrigérante