


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plc Gamma 2 (Plcg2) Pour Wb, Elisa - P16885

Numéro d'article: CM0011487



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant PLC gamma 2 (PLCG2), adapté pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec les espèces humaine et souris, permettant des études sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PLC gamma 2 (PLCG2) mAb de lapin                                                                                            |
| Remarques/Alias      | FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2                                                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                                                      |
| ID de gène (Humain)  | 5336                                                                                                                        |
| ID de gène           | 5336                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 701-800 de PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                       |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                              |
| SWISS                | P16885                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 148kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                |