

Anticorps Polyclonal Anti-Plcb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq66

Numéro d'article: CM0022609

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PLCB1, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le PLCB1 humain, de souris et de rat avec un poids moléculaire prévu de 139 kDa. Convient pour les études de signalisation de la phospholipase C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLCB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DEE12; PLC-I; EIEE12; PI-PLC; PLC154; PLCB1A; PLCB1B; PLC-154; PLC-beta-1; PLCB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23236
GeneID	23236
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 917-1216 du PLCB1 humain (NP_056007.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQ66
Poids de la protéine	139kDa
Expédition	Sac de glace