

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plcb2 (Plc-Bêta-2) Pour Wb, Elisa - Q00722

Numéro d'article: CM0029623



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PLCB2 (PLC-bêta-2), validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte une bande de 134 kDa dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à l'étude de la signalisation GPCR et des voies de la phospholipase C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLCB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PLC-bêta-2 ; PLCB2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5330
GeneID	5330
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-199 de PLCB2 humain (NP_004564.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00722
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace