

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plcd4 Pour Wb, Elisa - Q9Brc7

Numéro d'article: CM0025104

Introduction

PLCD4 Rabbit pAb détecte la phospholipase C delta-4 humaine, souris et rat, adapté pour Western blot et ELISA. Il cible une enzyme de signalisation phosphoinositide générant du DAG et de l'IP3, impliquée dans la réaction acrosomique et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLCD4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PLCD4
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	84812
GeneID	84812
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de la PLCD4 humaine (NP_116115.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BRC7
Poids protéique	88 kDa
Expédition	Sac de glace