

Anticorps Polyclonal Anti-Plch1 Pour Wb Et Elisa - Q4Kwh8

Numéro d'article: CM0018495

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin PLCH1 (Q4KWH8) validé pour les applications Western blot et ELISA. Spécifique du PLCH1 humain avec réactivité croisée envers le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation de la phospholipase C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin PLCH1
Remarques/Alias	HPE14 ; PLCL3 ; PLC-L3 ; PLC éta 1 ; PLCH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23007
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1100-1400 du PLCH1 humain (NP_055811.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q4KWH8
Poids moléculaire de la protéine	189 kDa
Expédition	Sac de glace