

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plcxd2 Pour Wb, Elisa - Q0Vaa5

Numéro d'article: CM0027853

Introduction

Un anticorps polyclonal de lapin ciblant la PLCXD2 humaine, validé pour les applications WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le rôle de la protéine 2 contenant le domaine PI-PLC X dans la signalisation lipidique et la fonction nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLCXD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PLCXD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	257068
Gene ID	257068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-305 de la PLCXD2 humaine (NP_001172035.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q0VAA5
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace