

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plcxd2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vaa5

Numéro d'article: CM0017837

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PLCXD2 humaine, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Découvrez le rôle de la protéine 2 contenant le domaine PI-PLC X dans la signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLCXD2 pAb de lapin
Remarques/Alias	PLCXD2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	257068
GeneID	257068
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 305 de la PLCXD2 humaine (NP_001172035.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q0VAA5
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace