


Anticorps Polyclonal Anti-PLD2 Pour Wb, Elisa - O14939

Numéro d'article: CM0013849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PLD2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de la phospholipase D2 dans la régulation du cytosquelette induite par signal et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PLD1C, PLD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5338
GeneID	5338
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du PLD2 humain (NP_002654.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14939
Poids de la protéine	106kDa
Expédition	Sac de glace