

Anticorps Polyclonal Anti-PLD3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iv08

Numéro d'article: CM0023937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PLD3 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier la fonction de l'exonucléase lysosomiale, l'immunité innée et la détection des acides nucléiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	23646
GeneID	23646
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 279-490 de la PLD3 humaine (NP_001026866)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8IV08
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace