

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-PLD4 Pour Wb, Elisa - Q96Bz4

Numéro d'article: CM0013659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PLD4 de haute qualité validé pour WB et ELISA contre PLD4 humaine et de rat. Idéal pour les études sur la détection d'acides nucléiques et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PLD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	C14orf175; PLD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	122618
GeneID	122618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-200 de la PLD4 humaine (NP_620145.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96BZ4
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace