


Anticorps Polyclonal Anti-Plek Pour Wb, Elisa - P08567

Numéro d'article: CM0029084



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la pléckstrine humaine (PLEK/p47), validé pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction de substrat de la protéine kinase C dans les plaquettes et pour la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLEK Lapin pAb
Remarques/Alias	P47 ; PLEK1 ; PLEK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5341
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 de la PLEK humaine (NP_002655.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08567
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace