

Anticorps Polyclonal Anti-Plekhb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Cs7

Numéro d'article: CM0023490



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PLEKHB2 humain (evectine-2), adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte une protéine de 25 kDa impliquée dans le transport rétrograde des endosomes. Idéal pour la recherche IVD et les applications diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin PLEKHB2
Remarques/Alias	EVT2 ; PLEKHB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55041
GeneID	55041
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-222 du PLEKHB2 humain (NP_001094093.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96CS7
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace