

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Plexine A1 Pour Wb Et Elisa - Q9UIw2

Numéro d'article: CM0011142



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la plexine A1 humaine (Q9UIW2). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des sémaphorines, le guidage des axones et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Plexine A1 mAb lapin
Remarques/Alias	NOV; NOV; PLXN1; DWOPNED; PLEXIN-A1; Plexine A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5361
GeneID	5361
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la plexine A1 humaine (Q9UIW2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIW2
Poids de la protéine	211kDa
Expédition	Sac de glace