

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plg Pour Wb Et Elisa - P00747

Numéro d'article: CM0026408



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le plasminogène humain (PLG) pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fibrinolyse, du remodelage tissulaire et des voies de coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLG Lapin pAb
Remarques/Alias	HAE4; PLG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5340
GeneID	5340
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 du PLG humain (NP_000292.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00747
Poids moléculaire	91kDa
Expédition	Sac de glace