


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plgf Pour Wb, If-P, Elisa - P49763

Numéro d'article: CM0006330



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le PLGF humain (facteur de croissance placentaire), validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLGF Rabbit mAb
Remarques/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5228
GeneID	5228
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PLGF humain (P49763).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49763
Poids moléculaire protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace